

格重品质·宜医无忧
Quality oriented, concern surgeons' concerns.

Geyi 格宜



注册证号:浙械注准20192020381

一次性使用旋转切割吻合器及切割组件

Disposable Linear Cutter Stapler for Endoscope Use

浙江格宜医疗器械有限公司
ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

产品特性

1. 组件可左右45度旋转,灵活到达不同手术部位。
2. 三排钉高不同,确保吻合效果。
3. 扳机与手柄之间的小跨度,增加了击发时的舒适度,减小击发用力。
4. 击发时的触觉反馈,可使外科医生确认缝钉已成型。
5. 器械杆可以360度旋转,使器械可以在任意部位使用。
6. 直观、简单的手柄设计,可使医生一目了然,操作方便。

适用范围

适用于内镜和开放手术的消化道组织离断、切除和吻合。

Application Scope:

Suitable for dividing, resection and anastomosis in the endoscopic surgery or open surgery.

Product Features

1. Components can be rotated 45 degree left and right, flexible to reach to different surgical site.
2. Three rows of staple height are different, which ensure the consistent results.
3. The small span between the trigger and handle increases the fires of comfort and reduces the firing strength.
4. The tactile feedback when firing, allows the surgeon to confirm that suture staple has been formed.
5. Instrument can be rotated 360 degree, which makes the equipment can be used in any place.
6. Intuitive and simple handle design makes the doctor be clear at a glance, easy to operate.



规格型号 Model&Specification

旋转切割吻合器型号 Stapler Model	切割组件型号 Cutting component	缝合长度(mm) Suture Length (mm)	杆部长度(mm) Rod Length (mm)	钉高 Staple Height	缝钉数(个) Staple Quantity(pcs)
GYRC-60	GYRCZ- (A/B) 30 (V/L/H/M)	31	60	V:2.0 L:2.5 H:3.5 M:4.8	42
	GYRCZ- (A/B) 45 (V/L/H/M)	46			66
	GYRCZ- (A/B) 60 (V/L/H/M)	61			90
GYRC-100	GYRCZ- (A/B) 30 (V/L/H/M)	31	100	V:2.0 L:2.5 H:3.5 M:4.8	42
	GYRCZ- (A/B) 45 (V/L/H/M)	46			66
	GYRCZ- (A/B) 60 (V/L/H/M)	61			90
GYRC-160	GYRCZ- (A/B) 30 (V/L/H/M)	31	160	V:2.0 L:2.5 H:3.5 M:4.8	42
	GYRCZ- (A/B) 45 (V/L/H/M)	46			66
	GYRCZ- (A/B) 60 (V/L/H/M)	61			90
GYRC-260	GYRCZ- (A/B) 30 (V/L/H/M)	31	260	V:2.0 L:2.5 H:3.5 M:4.8	42
	GYRCZ- (A/B) 45 (V/L/H/M)	46			66
	GYRCZ- (A/B) 60 (V/L/H/M)	61			90

浙江格宜医疗器械有限公司

生产地址: 浙江省建德市下涯镇湖塘路5号1号、2号厂房
住所: 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路333号
研祥科技大厦A幢7层701室
电话: 0086-571-86676309
传真: 0086-571-86676306
网址: www.zigeyi.com
邮箱: trade@zigeyi.com 邮编: 310051

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Factory Address: No.1,2 Factory, No.5 hutang Road, Xiaya Town, Jiande City, 311606, Zhejiang Province, P.R. China
Headquarters: A-701, No. 333, Jianghong Road, Changhe Street, Binjiang Zone, Hangzhou, 310052, Zhejiang Province, P.R. China
Tel: 0086-571-86676309 Fax: 0086-571-86676306
Web: www.geyi-medical.com
E-Mail: trade@zigeyi.com / geyimedical@gmail.com
PC: 310051

Geyi 格宜