



公司地址/Address : 浙江杭州桐庐县城环城南路939号
939 Huancheng South Rd., Tonglu
Town, Hangzhou City, China

电话/Tel : +86-0571-64363222

传真/Fax : +86-0571-64271222

邮箱/E-mail : 806669841@qq.com



欧创

EUPRUN MEDICAL

Thoracoscopic
Instruments



杭州欧创医疗器械有限公司

Hangzhou Euprun Medical Instrument Co., Ltd.


**Thoracoscopic
Instruments**

胸外科手术器械




止血钳 Haemostatic forceps

- DeBakey齿可以柔和，安全，无损地夹住血管等组织
DeBakey teeth shall be clamped the vessels softly, safely and atraumatic.
- 锥形钳口为便于分离血管进行过特别改进
We improved the design, cone forceps head will be much more easier for Vascular separation.
- 钝性尖端利于安全有效地钝性分离血管或支气管
Blunt tip is good for blunt dissection of the vessels or bronchus, safely and efficiently.
- 不同弯度的头部利于从合适角度对血管和支气管进行分离
The forceps head is made with different angles, it is good for making vessels or bronchus dissection from the right angle .
- 为了满足部分医生在分离血管同时安全夹持的需求，我们设计了有锁扣m和无锁扣n两种可供选择
To meet the doctor' s requirements , we make 2 different designs: with locking and without locking.




	813.635.01m DeBakey弧高15mm 有锁扣		813.635.01n DeBakey弧高15mm 无锁扣
	813.635.02m DeBakey弧高20mm 有锁扣		813.635.02n DeBakey弧高20mm 无锁扣
	813.635.03m DeBakey弧高25mm 有锁扣		813.635.03n DeBakey弧高25mm 无锁扣
	813.635.07m DeBakey游离形 弧高10mm 有锁扣		813.635.07n DeBakey游离形 弧高10mm 无锁扣
	813.635.08m DeBakey游离形 弧高15mm 有锁扣		813.635.08n DeBakey游离形 弧高15mm 无锁扣

电钩 Monopolar HF Electrode



穿刺器 Trocar




802.008(金属 螺纹) φ 5.5mmX70mm	802.009(金属 螺纹) φ 8.5mmX70mm	802.010(金属 螺纹) φ 10.5mmX70mm	802.011(金属 螺纹) φ 12.5mmX70mm
802.008A(塑料 螺纹) 5.5mm	802.010A(塑料 螺纹) 10.5mm	802.011A(塑料 螺纹) 12.5mm	

胸腔组织钳 Allis forceps



814.635.01Z
弯头 宽8mm


冲吸器 Suction&Irrigation



801.079.X01
弯形 三通手柄 扇形头

807.147.X01
弯形 带电凝



打结棒 Knot stick



815.533.017
圆头

815.533.027
扁头

止血钳 Haemostatic forceps





813.635.04m	813.635.04n
DeBakey角度弯高25mm 有锁扣	DeBakey角度弯高25mm 无锁扣

813.635.05m	813.635.05n
DeBakey游离形 有锁扣	DeBakey游离形 无锁扣

813.635.10m	813.635.10n
DeBakey 弧高25mm 有锁扣	DeBakey 弧高25mm 无锁扣

淋巴结钳 Lymph node forceps

- 小的椭圆形钳口能够分离，解剖淋巴结时安全有效地夹持淋巴结及周围脂肪组织，尽量避免挤压。
Small and oval shape forceps head can safely and effectively clamp the lymph gland and the adipose tissue, avoiding squeezing in the surgery.
- 匙状钳口能在胸腔镜手术时增强可视性。
Spoon shape forceps head improve the visibility in the thoracic surgery.




814.635.02J
单孔 头宽10mm（圆头）

814.635.02J
双孔 头宽10mm（椭圆头）

海绵钳 Sponge forceps

- 海绵钳的光面环状钳口能够安全无损地抓起肺部组织，不会造成撕裂或损伤
Sponage forceps has smooth and annular forceps head, it can safely and atraumatically clamp the lung tissues, no tearing and no injury.
- 椭圆形的钳口能够在分离，解剖淋巴结时安全无损地抓起淋巴结
“Oval shape” forceps head can atraumatically clamp the lymph gland when it is used in dissection.
- 海绵钳的光面环状钳口能够将折叠的海绵作为海绵棒抓起用于钝性分离也可用于施压出血点
smooth and annular forceps head can clamp the folding sponge to make it as spongy ball for blunt dissection, and also can be used for pressing hemorrhagic spot.
- 加长海绵钳能通过低位孔，以满足全胸腔操作
The enhanced length sponage forceps can go into the lower or deeper surgical site, to meet the requirements of totally thoracoscopic surgery.
- 多种形态的头部，可根据不同需要，不同病人，不同尺寸与不同组织结构进行选择
We make it with different shapes head, it' s optional for different requirements, different patients, different sizes and tissues.



814.635.07Y
蛇形头 头宽6mm（有齿）



814.635.01d
蛇形头 头宽8mm（Debakey）



814.635.01Y
蛇形头 头宽8mm（有齿）



814.635.02d
蛇形头 头宽10mm（Debakey）



814.635.02Y
蛇形头 头宽10mm（有齿）

海绵钳 Sponge forceps



814.635.03Y
卵圆头 头宽8mm（有齿）
814.635.04Y
卵圆头 头宽10mm（有齿）
814.635.06Y
卵圆头 头宽12mm（有齿）
814.635.32Y
香蕉头 头宽10mm（有齿）

精细剪 Scissors



814.635.01S
直头宽2.5mm 长330mm



814.635.02S
弯头宽2.5mm 长330mm



持针钳 Needle holder



814.635.01C
直头 头宽6mm

814.635.02C
弯头 头宽6mm

